

Garantía Limitada

La información de garantía siguiente es un **SUMARIO** de la Garantía del Producto completa provisto de GF Health Products, Inc. Para la garantía completa, por favor de visitar a la página de web www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera is el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por cinco (5) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la período de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando (678) 291-3207, mandando fax a (770)-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente; y 3) Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com

LUMEX®

- Lightweight, durable, rust-resistant frame
 - Wide seat with handles provides additional comfort
 - Available with and without backrest
 - Seat height adjusts in 1" increments for various user heights
 - 350 lb weight capacity
- EVENLY DISTRIBUTED**



- Armazón ligero durable es inoxidable
 - Asiento ancho con mangos provee comodidad adicional
 - Disponible con y sin respaldo
 - Ajustamiento de altura de asiento en incrementos de 1" para varias alturas de usuarios
 - Capacidad de peso de 350 lb
- DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.
2935 Northeast Parkway, Atlanta, Georgia 30360
Made in China www.grahamfield.com

GF0900003RevC14

H&R

Platinum Collection Bath Seat

Colección Plateado de Silla de Bañera
Items 7921A-4 & 7931A



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Información de la Garantía
Importante: Lea Antes de Uso



Limited Warranty

The following warranty information is a **SUMMARY** of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER
THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Setup

Installing the Back

(Only for 7921A-4)

1. Place bath seat on its side on a flat working surface.
2. Locate the channel guides (4 each) on underside of seat. Align backrest support tubes with channel guides.
3. Slide backrest seat support tubes through channel guides until seat support tube push buttons protrude fully through channel guide holes.

NOTE: Ensure seat support tube buttons protrude fully through channel guide holes.

Caution: Backrest is not designed to support the full weight of the user.

Adjusting Leg Height

Legs are already installed on the bath seat.

To adjust leg height:

1. Press push button and slide leg extension up or down to desired adjustment hole.
2. Ensure push button fully protrudes through the leg adjustment holes of the leg extension.
3. Repeat STEPS 1 and 2 for the other three legs.

NOTE: An audible “click” will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.

NOTE: Ensure all four legs are adjusted to the same height and that all height adjustment buttons protrude fully through the adjustment holes before use.



Maintenance

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

Safety Guidelines – Please Read Before Use

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

WARNING

WARNING: DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

WARNING: Item has a maximum weight capacity of 350 lb. **EVENLY DISTRIBUTED.**

WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

WARNING: ALWAYS inspect the bath seat to ensure that it is properly positioned and stable before using. DO NOT use if bath seat is wobbly or unstable.

WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. DO NOT use substitute parts.

WARNING: Check leg tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace leg tips IMMEDIATELY.

WARNING: DO NOT use this as a transfer bench or climbing device.

WARNING: To avoid falling or tipping: Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping. Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat. Do not put downward weight on the backrest. Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach. Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat. Never lean backward to reach an object.

WARNING: All four leg tips MUST be in contact with shower/tub floor at all times.

WARNING: Ensure that the four chair legs are adjusted to the same height and that the push buttons fully protrude through their respective adjustment holes BEFORE use.

WARNING: Only use GF Health Products, Inc. accessories with this product.

WARNING: This product should only be used with tub floors wider than 18 ¾ inches.

WARNING: Users with limited physical capabilities must be supervised or assisted when using the bath seat.

WARNING: Make certain ALL screws and nuts are tight at all times.

WARNING: Notice for California Customers
California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.

WARNING: DO NOT submerge product in water, otherwise damage may result.

Instrucciones Para Uso – Lea Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Montaje Instalando el Respaldo

(Solamente para 7921A-4)

1. Coloque la silla de bañera en su lado en un superficie de trabajar nivel.
2. Localice las guías de canal (4) abajo del asiento. Alinea los tubos de soporte del respaldo con las guías de canal.
3. Deslice los tubos de soporte del respaldo dentro de las guías de canal hasta que los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

NOTA: Asegure que los botones del tubo de soporte del respaldo sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

Cautión: El respaldo no es diseñado soportar todo el peso del usuario.

Ajustando la Altura de las Patas

Las patas vienen instaladas en la silla de bañera.

Para ajustar la altura:

1. Apreté el botón y deslice la extensión de pata hacia arriba o abajo al hueco de ajustamiento deseado.
2. Asegure que el botón sobresale completamente por los huecos de ajustamiento de la extensión de pata.

NOTA: Un “clic” audible se oye cuando el botón de apretar sobresale completamente por el hueco de ajustamiento.

2. Repite PASOS 1 y 2 para las otras tres patas.

NOTA: Asegure que todas 4 patas están ajustadas a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento de altura sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento antes de uso.



MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el producto esta bien enjuagado antes de usar.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajo de limpiador en cual quiere parte del producto.
- Examine seminal que todos los tornillos, pernos y perillas están apretados para asegurar que el producto esta seguro para uso.

- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visitenos online en www.grahamfield.com.

Directriz de Seguridad – Por Favor De Leer Antes de Uso

NOTA: Examine to das las partes por daño en transporte. Si hay daño en transporte, NO UTILICE. Llame a su empresa de transporte para instrucciones.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: NO instale o utilice este equipo sin primero leer y entender estas instrucciones. Si no puedes entender los Advertencias, Cautiones o Instrucciones, llame a su profesional de cuidio de salud antes de atentar de usar este equipo – si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: Capacidad de peso máximo de 350 lb. **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**

ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación asamblea, o uso incorrecto de este producto.

ADVERTENCIA: SIEMPRE examine la silla de bañera para asegurar que esta posicionado apropiadamente y es estable antes de usar. NO use la silla si es tambaleante o inestable.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame inmediatamente a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. no utilice partes substitutos.

ADVERTENCIA: Cheque las patas por rasgones, grietas o desgasto. Si cual quiera de estas condiciones existe, reemplace sus puntas **IMEDIATAMENTE.**

ADVERTENCIA: No utilice este producto como un banco de transferencia o aparato de subir.

ADVERTENCIA: Todas las puntas TIENEN que estar en contacto con el piso de la bañera todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Para evitar caerse o volcarse: Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su silla bañera y la forma de evitar volcarse. No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la silla bañera. No ponga peso hacia abajo en el respaldo. No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance. Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla. Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.

ADVERTENCIA: Asegure que las cuatro patas de la silla están ajustado a la misma altura y que los botones de apretar sobresalen completamente por so hueco de ajustamiento respectivo ANTES de uso.

ADVERTENCIA: Utilice solamente accesorios de GF Health Products, Inc. con este producto.

ADVERTENCIA: Este producto solo debe ser usado con pisos de bañera mas anchas que 18 ¾” pulgadas.

ADVERTENCIA: Usuarios con capacidades físico limitado deben ser supervisados o asistidos cuando usando la silla de bañera.

ADVERTENCIA: Asegure que TODAS los tornillos y perillas están apretadas todo el tiempo.

ADVERTENCIA: Aviso a Clientes de California
ADVERTENCIA Proposición 65 de California: Este producto contiene una cemica que el Estado de California de causar cancer y herida reproductiva y de desarrollo.

ADVERTENCIA: NO debe sumergir el producto en agua, o si no daño puede resultar.